



Utvecklad med fokus på användarvänlighet



HydraBalance™
Lubricating Technology

Infyna™
Hydrofil tappningskateter

 Hollister.

Continence Care

En användarvänlig kateter som bidrar till ökad trygghet i vardagen



- Hydrofil tappningskateter – klar att använda
- Två fingerhål som gör det lätt att öppna förpackningen
- Enkelt beröringsfritt införande
- Kateterns längd kan bidra till att säkerställa att urinblåsan töms helt
- Flexibel kona som ger bättre kontroll av urinflödet



Förpackning som
är lätt att öppna

Klar att använda



Flexibel kona



Fri från PVC



Upp till 38 % lättare
förpackning

Utvecklad för kvinnor - i samarbete med kvinnor

Infyna™ hydrofil tappningskateter är enkel och bekväm att använda.

Längden är 17 cm och katetern finns i storlekarna Ch (Charrières) 8, 10, 12 och 14.



Läs bipacksedeln för information om avsedd användning, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Dansac & Hollister Sverige
Tel: 02001 25514
info.se@hollister.com
www.hollister.se/infyna



Skanna för att besöka
www.hollister.se/infyna