

VaPro™ Hydrofil tappningskateter

VaPro™ tappningskateter för män bidrar till att skydda från bakterier genom hela processen. Med skyddande lock, tipp och sleeve säkerställer VaPro™ tappningskateter en 100% beröringsfri hantering.

Egenskaper

- Den skyddande tippen bidrar till att skydda den sterila katetern mot de bakterier som finns i de yttersta 15 mm av urinröret under införing och minskar risken att bakterier transporteras vidare in i urinröret.
- Sleeveen skapar en säker barriär som håller bakterier borta och förhindrar överföring av patogener som kan orsaka urinvägsinfektioner.
- Klar att användas direkt - inga extra steg krävs.
- Förpackningen är designad med fingerhål för enkel öppning.



Storlek (Charrière)	Total längd	Effektiv längd	Spets	Art.nr.	Antal
 Ch 8	40 cm	37 cm	Nelaton	72084	30
 Ch 10	40 cm	37 cm	Nelaton	72104	30
 Ch 12	40 cm	37 cm	Nelaton	72124	30
 Ch 14	40 cm	37 cm	Nelaton	72144	30
 Ch 16	40 cm	37 cm	Nelaton	72164	30

Dansac & Hollister Sverige

Enhagsslingan 5
187 40 Täby
Tel. 02001 25514
info.se@hollister.com



HydraBalance™
Lubricating Technology

VaPro™
Hydrofil tappningskateter

Före användning, var noga med att läsa användarinstruktionerna för information om avsedd användning, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och instruktioner. Hollister, Hollisters logotyp, HydraBalance, HydraBalance logotyp och VaPro är varumärken som tillhör Hollister Incorporated. © 2026 Hollister Incorporated. SE-00158